



LG Pra.L (肤丽爱) 提拉紧致嫩肤仪

型号名称
BLL1




MBM67216249

1911_Rev01

綜合模式

使用方法


 使用单位：每周 2 次  水溶性产品，如水凝胶（水凝霜）或超声波凝胶




请彻底卸妆后洁面。




请涂抹大量水凝胶。
（使用部位或仪器头部）



按 （电源）按钮打
开设备，綜合模式从第
1阶段开始。



请短按LEVEL按钮，选
择强度。



请确认护理方法和顺序后，在所需部位进行按摩。

※ 可护理部位：

额头 / 两颊 / 下颌 / 颈部

⚠ 在颈部使用本仪器时，请避开甲状腺所在的部位使用。
如果您患过严重的甲状腺相关疾病或正在接受治疗，
建议您在咨询专科医生后再使用。

※ 护理方法

请将仪器贴在需要护理的部位。沿着（额头或两颊等）
箭头方向，直到出现效果音为止，慢慢地向上提拉并按
摩。

• 效果音每隔5秒钟响起。

※ 护理顺序（3次，1次6分钟，共启动18分钟。）


❶ 第一次护理部位（6分钟）：紧肤专用模式3分钟、
提拉专用模式3分钟按摩

❷ 第二次护理部位（6分钟）：紧肤专用模式3分钟、
提拉专用模式3分钟按摩

❸ 第三次护理部位（6分钟）：紧肤专用模式3分钟、
提拉专用模式3分钟按摩




清洁后，请使用温水充
分地清洗面部。



语音指导设置

在电源打开的情况下，每次更改时按住 电源按钮约 5 秒。
(语音提示→效果音提示→指导关闭(静音))



设置语言

在电源打开的情况下，每次更改时同时按住 电源按钮和 LEVEL 按钮约 3 秒。
(韩语→英语→汉语)

选择模式



每次更改时按住 LEVEL 按钮约 5 秒。
(综合模式 → 紧肤专用模式 → 提拉专用模式)

- **综合模式：**紧肤专用模式 + 提拉专用模式
- **紧肤专用模式：**有助于改善肌肤真皮层的弹性。
- **提拉专用模式：**刺激皮肤组织和肌肉以帮助提拉肌肤。


※ 主要功能

- **综合模式：**紧肤专用模式 (RF (高频)，红色 LED) + 提拉专用模式 (微电流)
- **紧肤专用模式：**RF (高频，红色 LED)
- **提拉专用模式：**微电流



- 为了在运行提拉模式时发出通知，振动会周期性响起。
- 该设备会在操作期间每 5 秒产生一次声音效果。慢慢向上提拉并按摩，这时会听到一次声音效果。

充电



使用注意事项

- 使用装置时，根据个体皮肤状态差异，可能会对皮肤产生刺激。如果皮肤持续产生刺激性过敏症状，请减少使用次数。
- 如发生以下情况，建议在专业人士指导下使用设备。
 - 过敏性肤质、痤疮、皮炎，皮肤治疗、整容手术或脱发治疗手术后
 - 佩戴心脏起搏器、器械植入或金属假肢装置
- 仅可用于面部治疗，不建议用于身体。
- 当带有 LED 的设备正在运行时，请勿与 LED 灯有直接目光接触。过度暴露于光线下可能会导致眼睛受伤。
- 推荐每周使用本产品两次。在面部同一区域连续使用两次以上可能会导致皮肤出现烧灼感。
- 在使用该装置之前，如果您正在接受皮肤科相关治疗或出现皮肤问题，请先咨询皮肤科医生。
- 不推荐怀孕、月经、哺乳期妇女使用。（不稳定的荷尔蒙平衡可能会引起暂时性的皮肤问题。）
- 在颈部使用本仪器时，请避开甲状腺所在的部位使用。
- 请勿将本产品用于此说明书所列内容之外的用途。
- 根据皮肤类型个体的差异，如您感到皮肤刺痛时，请从1级开始使用。
- 如果没有使用足够的水凝胶，可能会使皮肤产生刺痛感。另外将水凝胶涂抹于面部区域或设备头部。
- 请注意使用含有下列成分的护肤品，因为它可能会降低效果。（例如：酒精、防晒霜、视黄醇、油）