

LG Pra.L 彈力提拉緊緻嫩膚儀

型號名稱
BLL1



MBM67216228

1908_Rev01

全效護理

使用方法


使用頻率：每週 2 次 水溶性產品，如水凝膠（霜）或超聲波凝膠




卸妝並潔面



塗抹足夠量的保濕凝膠。
（在所需區域或設備頭部塗抹）




按一下 （電源）按鈕
打開設備，全效護理從
步驟 1 開始。



短按 LEVEL 按鈕並選
取強度。

① 按住 LEVEL 按鈕 5 秒後，則循環顯示每種模式，
您便可以更改模式：
（全效護理→緊緻模式→提拉模式）



在檢查護理方法和順序後，按摩所需區域。

※ 護理區域：
額頭/臉頰/下巴/頸部

⚠ 在頸部使用設備時，請勿用於甲狀腺所在的喉結處。
甲狀腺病患者使用前必須諮詢醫生意見。

※ 護理方法

將設備放置在所需區域。（前額或臉頰）按照箭頭方向，緩慢向上拉以按摩所需區域。

• 本設備每 5 秒產生一次音效。

※ 護理順序（每階段 6 分鐘，三階段運行共 18 分鐘）


① 第一個區域（6 分鐘）：按摩 緊緻模式
3 分鐘，提拉模式 3 分鐘

② 第二個區域（6 分鐘）：按摩 緊緻模式 3 分鐘，提拉
模式 3 分鐘

③ 第三個區域（6 分鐘）：按摩 緊緻模式
3 分鐘，提拉模式 3 分鐘




潔面後，使用溫水充分
沖洗面部。



語音協助設置

打開電源，按住
⏻（電源）按鈕 5 秒
後，介面循環顯示每
種模式：
（語音協助 → 效果音
→ 關閉指導（靜音））



語言設置

打開電源，同時按住
⏻（電源）按鈕和
LEVEL 按鈕 3 秒，以
循環顯示每種語言：
（廣東話 → 英語
→ 普通話）

模式選取



按住 LEVEL 按鈕 5 秒後，則循
環循環顯示每種模式：
（全效護理 → 緊緻模式
→ 提拉模式）


- **全效護理：**緊緻模式 + 提拉模式
- **緊緻模式：**有助於改善肌膚真皮層的彈性。
- **提拉模式：**刺激皮膚組織和肌肉以說明提拉肌膚。

※ 主要功能：

- **全效護理：**緊緻模式（RF（高頻），紅色 LED）+ 提拉模式（微電流）
- **緊緻模式：**RF（高頻），紅色 LED 燈
- **提拉模式：**微電流

- 為了在運行提拉模式時發出通知，振動會週期性響起。
- 該設備會在操作期間每 5 秒產生一次聲音效果。慢慢向上提拉並按摩，這時會聽到一次聲音效果。

充電



使用注意事項

- 根據個人膚質的差異性，該設備可能會引起不同的肌膚刺激。若發生過敏，請立即停止使用。
- 如有下列情況，建議諮詢專家後再使用該設備。
 - 肌膚過敏、痤瘡、皮炎、接受肌膚治療、整容手術或脫髮手術
 - 佩戴心臟起搏器，植入設備或金屬假肢
- 設備僅用作面部護理，不建議在身體其它部上使用。
- 當帶有 LED 的設備運行時，請勿直視 LED 燈。與此光線接觸過多會引起眼部損傷。
- 推薦每週使用本產品兩次。在面部同一區域連續使用兩次以上可能會導致皮膚燒灼感。
- 如果您目前正在接受皮膚病相關的治療或有皮膚問題，請先諮詢您的皮膚科醫生，然後再使用該設備。
- 不推薦懷孕、月經或哺乳期婦女使用。（不穩定的荷爾蒙平衡可能會引起暫時性的皮膚問題。）
- 在頸部使用設備時，請勿用於甲狀腺所在的喉結處。
- 請勿將本設備用於本指南中規定之外的用途。
- 由於肌膚類型的不同，如有刺痛感，請從第一級開始使用。
- 若水凝膠塗抹量不足，會感到肌膚刺激，如刺痛。請在您的面部或設備頭部塗抹水凝膠。
- 請注意使用含有變性酒精、防曬霜、視黃醇、油的化妝品，可能會降低使用效果。