



LG Pra.L

快速指南

Quick Guide

臉部輪廓緊緻美容儀

Facial Contouring Device

BLQ1



詳細說明可查閱 LG Electronics 官方網站的線上使用手冊。你可以使用智慧手機掃描二維碼，快速查閱使用手冊。
Detailed instructions can be found in the WEB manual from LG Electronics official website. You can quickly access the user manual by scanning the QR code with a smart device.



COV38054103
2406_Rev02

www.lg.com

中文

在操作設備之前，請仔細閱讀本手冊，並保留以備將來參考。

產品特點


採用高強度聚焦式超聲波增強皮膚彈性

將超聲波能量集中於皮膚層的目標點，在相應部位形成能量凝固點，促進生成新的膠原蛋白與彈性蛋白。


※ 根據個人皮膚特性及搭配使用的化妝品的不同，效果可能存在差異。

※ 本產品為皮膚美容儀，並非醫療儀器，在產品功能上，除美容效果外，不提供任何醫學功效及效果。

檢查組件




查看產品



- 1 超聲波射頻部份
- 2 射頻盒拆卸鍵
- 3 狀態顯示視窗
- 4 LEVEL [Lv] (強度) 鍵

- 5 SHOT [SOT] (射頻) 鍵
- 6 電源 [ON/OFF] 鍵
(開機時：請長按約 2 秒以上。
關機時：請長按約 3 秒以上。)
- 7 束帶孔
- 8 揚聲器
- 9 充電埠 (C 類型)
- 10 透氣孔
- 11 充電接頭

充電



產品規格

一般事項	
尺寸 (闊 x 高 x 深)	主機：約 36 mm x 40 mm x 200 mm 充電底座：約 50.8 mm x 56.2 mm x 235.7 mm
操作溫度	5°C 至 35°C
操作濕度	0% 至 90%
儲存溫度	1°C 至 60°C
儲存濕度	※ 若存放溫度低於 0°C 時射頻盒可能凍裂，因此需要小心保護。
推薦使用次數	1 週使用 1 次 (300 次射頻) • 充滿電後，在 LEVEL (強度) 等級 5 下，以 300 次射頻為準，可使用 4 次。(內部測試結果) • 使用時間可能會因電池保固期、周圍溫度和使用條件而異。
充滿電時間	4 小時以內 • 基於 5 V、2.0 A 充電適配器 • 充電時間可能會因充電適配器規格、電池電量、環境溫度和充電條件而異。

• 設計和規格若有變更，恕不另行通知。

使用注意事項

護理前

- 臉患有皮膚病或經常患皮炎的使用者，使用前應諮詢專科醫生。
- 該產品僅可用於用於臉部和頸部，因此不建議用於身體其他部位。
- 請勿用於肉毒素、填充物或自體脂肪移植部位、線雕提手術部位。
- 若接觸皮膚的產品頭部份出現裂痕或破損，請停止使用並聯絡客戶服務中心。

護理時

- 請先在美容儀的射頻部份或導向部份塗抹足夠量的保濕凝霜後再使用產品。
- 使用時請與皮膚緊密貼合。
- 將產品接觸皮膚時，請勿過度用力按壓。若過度用力按壓，會在比皮膚層更深的部位形成能量凝固點，疼痛會更加嚴重，並可能導致其他問題，因此，請使用適當的力度貼合皮膚使用。
- 請勿在未正確接觸皮膚的狀態下，或未接觸的狀態下向虛空射頻。
- 請勿用於眉間 (雙眉之間)、眼周、唇周 (距嘴角 1 cm)、顴骨線及懸雍垂線。
- 根據皮膚特性調整強度，不要對同一區域重複或連續使用。
- 初次使用時，請從 LEVEL (強度) 等級 1 開始，逐漸增加強度。
- 若使用頻率高於建議使用週期，可能給皮膚造成刺激。(每週一次，共 300 次射頻)

護理後

- 使用本產品時，根據個人皮膚狀態，可能出現皮膚泛紅或刺痛等皮膚刺激。若此類刺激持續存在，請立即停止使用，在諮詢皮膚科醫生後再使用。
- 使用儀器當天，請避免桑拿、汗蒸房等可能對皮膚造成過度刺激的環境。
- 使用儀器後最少 2-3 天，請勿使用磨砂膏、去角質產品等。

安全注意事項

- **有關電源線的注意事項**
電源插頭是斷電裝置。萬一發生緊急情況，電源插頭必須隨時可用。
- **注意：**DC 適配器必須另外購買，並且必須使用認證的 DC 適配器 (5 V、2.0 A 或更高)。如果使用未經認證的充電器，存在故障和充電時間變化的風險。如果充電不成功，建議嘗試使用另一個認證的 DC 適配器再次嘗試。
- 給產品充電時，請注意不要讓充電部分沾上水分或化妝品等異物。否則可能會導致產品損壞或引起火災。

! 安全及注意事項請參考另外的說明書。

Q&A

Q 應如何進行產品的保養？

本產品不防水，請勿用水清洗。可能導致產品故障。如果護理後產品或產品的頭部仍留有化妝品等異物，請使用濕紙巾擦去該部分，然後用柔軟的乾毛巾或布再次擦拭。

- 切勿使用強化化學製品，如酒精、苯、丙酮。

化學製品
(酒精、苯、丙酮等)


- 請注意不要讓水或化妝品等進入產品透氣孔或縫隙。
- 請注意避免射頻部份的薄膜被刀刀、指甲等尖銳的物品劃傷。
- 本產品不耐衝擊，請注意避免產品掉落到地上導致破損。

了解狀態指示器



- 1 射頻次數 / 整體射頻數
- 2 語言指南開啟 / 音效
- 3 電池使用狀態
- 4 用戶數量
- 5 顯示產品狀態
- 6 護理 LEVEL (強度)：1~5 等級


設置語言指南



長按電源 [ON/OFF] 鍵約 2 秒以上，在開機的狀態下，同時長按產品正面的 LEVEL [Lv] (強度) 鍵與產品背面的電源 [ON/OFF] 鍵約 3 秒，可更改語言提示設置。


- 語言指南開啟 → 音效
- 語言指南關閉 (靜音)
- 第一次請按語言指南使用。熟悉正確的使用方法後，請更改為音效或靜音使用。

設置語言



長按電源 [ON/OFF] 鍵約 2 秒以上，在開機的狀態下，同時長按產品正面的 LEVEL [Lv] (強度) 鍵與產品背面的 SHOT [SOT] (射頻) 鍵約 3 秒，可更改使用語言。

更換用戶



按住電源 [ON/OFF] 按鈕 2 秒或更長時間開機後，每當點按正面的 LEVEL [Lv] (強度) 按鈕約 3 秒，即可更換用戶。

護理



建議 1 週使用 1 次，共使用 300 次射頻

- 1 左臉頰 (80 次射頻) → 2 右臉頰 (80 次射頻) → 3 額頭左側 (20 次射頻) → 4 額頭右側 (20 次射頻) → 5 左太陽穴 (10 次射頻) → 6 右太陽穴 (10 次射頻) → 7 雙下巴左側 (10 次射頻) → 8 雙下巴中間 (20 次射頻) → 9 雙下巴右側 (10 次射頻) → 10 頸部左側 (20 次射頻) → 11 頸部右側 (20 次射頻) → 導向結束。

※ 只在您想要注射的區域進行注射是可以的，但請確保注射的區域至少休息一週。

※ 使用產品過程中，射頻部份的薄膜部位可能鼓起。這是產品使用特性導致的暫時性現象，在常溫下放置後即可恢復原本狀態，請放心使用。



請務必搭配保濕凝霜使用。

若保濕凝霜變乾或使用量不夠，可能無法正常射頻，或令使用者感受到刺痛等皮膚刺激。使用時請在美容儀的射頻部份或皮膚上塗抹足夠量的保濕凝霜。


※ 具體使用方法請參考隨附的護理指南。

更換射頻盒

※ 更換前，請確認是否已關機。


※ 射頻盒為耗材。射頻全部使用完後，請購買新的射頻盒並更換。

拆分主機與射頻盒



- 1 請以一隻手握緊主機，按下射頻盒拆卸鍵。
- 2 同時，請用另一隻手上推射頻盒的下端，將其取下。

連接主機與射頻盒



請將主機與射頻盒的上下和兩側插入部份對準後推動，直至聽到咔嚓聲。

- 連接射頻盒前，請先確認內部是否有異物 (灰塵、化妝品等)。若有異物，請使用棉簽或乾布將其清除後再連接。



ENGLISH

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Product Features


Improving skin elasticity with the micro-focus ultrasound

The product focuses ultrasound energy on the target area of a skin layer, creating a point of energy coagulation and promoting the generation of new collagen and elastin in the area.


※ The produced effects may vary depending on the skin properties of the user and the cosmetics that the user uses.

※ This product is a skin care device, not a medical device, and produces no medical effect whatsoever other than the cosmetic effects related to the product function.

Components




Exploring the Product



- 1 Ultrasound irradiation part
- 2 Cartridge mount/unmount button
- 3 Status indicator
- 4 LEVEL (intensity) button
- 5 SHOT button
- 6 Power button
- 7 Strap hole
- 8 Speaker
- 9 Charging port (C type)
- 10 Vent
- 11 Charging contact

Charging



Product Specifications

General	
Dimensions (W x H x D)	Main body: Approx. 36 mm x 40 mm x 200 mm Charging cradle: Approx. 50.8 mm x 56.2 mm x 235.7 mm
Operating temperature	5°C - 35°C
Operating humidity	0% - 90%
Storage temperature	1 °C - 60 °C ※ If the storage temperature is 0 °C or lower, the cartridge may freeze and burst, so be careful.
Storage humidity	0% - 90%
Recommended number of uses	Once a week, 300 shots each time • When fully charged, you can use the product four times (300 shots each) at LEVEL 5. (Internal test result) • The hours of use and lifetime can vary depending on the battery warranty period, ambient temperature and conditions of use.
Time to full charge	Less than 4 hours • Based on a 5 V, 2.0 A charging adapter • Charging time may vary depending on charging adapter specifications, battery level, ambient temperature and charging conditions.

• Design and specifications are subject to change without notice.

Precautions for Use

Before performing care

- Those who have a facial skin disease or frequently suffer from facial dermatitis should consult a dermatologist before use.
- As a product used on the face and neck, it is not recommended to use on other parts of the body.
- Do not use the product over the areas injected with Botox, fillers or autologous fat or the areas treated with thread lift.
- If crack or damage occurs on the head part that touches the skin, stop using the product and receive service at the service center.

During care

- Apply moisture gel on the device's irradiation part or guide part thoroughly before use.
- When using the product, put the applicator against the skin tightly.
- Do not apply excessive force when contacting the product to skin. When pushing with excessive force, a point of energy coagulation is created in an area deeper than the skin layer, which may cause more severe pain or other troubles. Therefore, adhere to the skin with appropriate force when using the product.
- Do not irradiate in the air without appropriate skin contact.
- Avoid care between the eyebrows, around the eyes, around the mouth (1cm from the oral angle), jawbone line, and uvula line.
- Adjust the intensity according to the skin properties and do not fire shots to the same area repeatedly or continuously.
- When you use the product for the first time, start with LEVEL (intensity) 1. Increase the level as the number of uses increases.
- Using the product more frequently than the recommended use frequency may cause skin irritation. (Once a week, total 300 shots in the guide parts)

After care

- When this product is used, there may be skin irritation such as blushing or tingling depending on the user's skin condition. If such irritation persists, stop using it immediately and consult a dermatologist before using it again.
- Avoid places where skin may be overstimulated, such as sauna or spa, on the day of treatment.
- Avoid using scrub or peeling agent for about 2-3 days after the treatment.

Safety cautions

- CAUTION concerning the Power Cord**
The Power Plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the Power Plug must remain readily accessible.
- CAUTION:** The DC Adapter must be purchased separately, and a certified DC adapter (5 V, 2.0 A or higher) must be used. If you use an uncertified charger, there is a risk of breakdown and change in charging time. If charging is unsuccessful, it is recommended to try again with an alternative certified DC adapter.
- When charging the product, be cautious not to get the charging part to be stained with foreign substances such as moisture or cosmetics. Otherwise, it may cause damage to the product or a fire.

For safety precautions, refer to the manual provided separately.

Q&A

Q How do I maintain the product?


Do not wash with water as it is not waterproof. It may cause product malfunction. If there are foreign substances left on the product or product head after the care, wipe off that part with water tissue and wipe again with a soft dry towel or cloth.

Do not use strong chemicals such as alcohol, benzene, or acetone.

Chemical products (alcohol, benzene, acetone, etc.)

- Make sure that no water or cosmetics gets inside the vent or gap in the product.
- Make sure that the film of the irradiation part is not torn by a sharp object such as a knife or nail.
- This product is vulnerable to shock, so make sure that it does not fall to the ground and gets damaged.

Getting to Know the Status Indicator




- 1 Number of shots fired / Total number of shots recommended
- 2 Voice guide on / Voice guide off (Mute)
- 3 Battery level / Battery charging status
- 4 User number

Product status display


- READY:** The product power is turned on and ready for use.
- Number:** Indicates the number of shots fired.
- REPLACE:** There is no shot left in the cartridge. Please replace the cartridge.
- NO CARTRIDGE:** The cartridge is absent or not mounted properly. Please mount the cartridge properly.
- NO BATTERY:** The battery has exhausted. Please recharge the battery.
- TILT:** The product is tilted and deviates from the recommended use angle. Please adhere to the recommended use angle. (Please refer to "How to Use the Device Correctly" in the Care Guide.)
- CHARGING...:** The product is turned on while being charged. Please use the product after charging is complete.
- Care LEVEL (intensity): 1 - 5

Setting Voice Guide




- Voice guide on → Sound effect → Voice guide off (Mute)
- When using for the first time, follow the voice guide. Once you get familiarized with appropriate use, change to the sound effect or mute and use the product.

Changing the User




While the power of the product is turned on by pressing and holding the Power button for 2 seconds or longer, every time you press the LEVEL (intensity) button on the front and the Power button on the back for about 3 seconds at the same time, a voice guide setting changes.

Setting Language



While the power of the product is turned on by pressing and holding the Power button for 2 seconds or longer, every time you press the LEVEL (intensity) button on the front and the SHOT button on the back for about 3 seconds at the same time, a used language changes.

Removing/Reconnecting the Strap from the Main Body



The strap is provided connected to the main body in advance. For safe use, wear it on the wrist before use. To reconnect the strap after removing it, connect to the bottom of the main body tightly. (If it is difficult to connect, use a pin, etc.)

Caring your Facial Skin



It is recommended to use the product once a week, 300 shots each time.

1 Left cheek (80 shots) → 2 Right cheek (80 shots) → 3 Left forehead (20 shots) → 4 Right forehead (20 shots) → 5 Left temple (10 shots) → 6 Right temple (10 shots) → 7 Left double chin (10 shots) → 8 Center double chin (20 shots) → 9 Right double chin (10 shots) → 10 Left neck (20 shots) → 11 Right neck (20 shots) → End the guide.

※ It is okay to apply shots only to the areas you want, but make sure that you give at least a week of rest to the areas applied with shots.

※ While using the product, the film area of the irradiation part may swell up. As a temporary phenomenon due to the characteristic of product use, it returns to the original state when placed at a room temperature, so use with confidence.

Make sure that you use the product after applying a moisture gel.

If you don't apply a sufficient amount of moisture gel or the gel dries out, shots may not be fired properly or there can be skin irritations such as tingling. Make sure that you apply a sufficient amount of moisture gel to the applicator and the facial skin when you use the product.


For more details on how to use the product, please refer to the Care Guide provided with the product.

Replacing the Cartridge

Check if the power is turned off before replacing it.


※ The cartridge is a consumable. After all shots are used, purchase and replace to a new cartridge.

Separating the cartridge from the main body



- Hold the product main body with one hand and press the Mount/Unmount button.
- At the same time, push up the lower part of the cartridge with the other hand to separate it from the main body.

Mounting the cartridge on the main body



Place the main body with the top/bottom and insertion areas on both sides properly, and push until you hear a click sound to fit it.

- Check if there are any foreign substances (dust, cosmetics, etc.) inside before connecting the cartridge. If there are foreign substances, use a cotton swab or dry cloth to wipe it off before connecting it.



LG Pra.L

護理指南

Care Guide

臉部輪廓緊緻美容儀

Facial Contouring Device

BLQ1



詳細說明可查閱 LG Electronics 官方網站的線上使用手冊。
你可以使用智能手機掃描二維碼，快速查閱使用手冊。
Detailed instructions can be found in the WEB manual from
LG Electronics official website. You can quickly access the
user manual by scanning the QR code with a smart device.



COV38054202

2403_Rev01

www.lg.com

中文

在操作設備之前，請仔細閱讀本手冊，並保留以備將來參考。

護理

建議 1 週使用 1 次，共使用 300 次射頻

① 左臉頰（80 次射頻）→ ② 右臉頰（80 次射頻）→ ③ 額頭左側（20 次射頻）→ ④ 額頭右側（20 次射頻）→ ⑤ 左太陽穴（10 次射頻）→ ⑥ 右太陽穴（10 次射頻）→ ⑦ 雙下巴左側（10 次射頻）→ ⑧ 雙下巴中間（20 次射頻）→ ⑨ 雙下巴右側（10 次射頻）→ ⑩ 頸部左側（20 次射頻）→ ⑪ 頸部右側（20 次射頻）→ 導向結束。

※ 只在您想要注射的區域進行注射是可以的，但請確保注射的區域至少休息一週。
※ 使用產品過程中，射頻部份的薄膜部位可能鼓起。這是產品使用特性導致的暫時性現象，在常溫下放置後即可恢復原本狀態，請放心使用。


請務必搭配保濕凝霜使用。

若保濕凝霜變乾或使用量不夠，可能無法正常射頻，或令使用者感受到刺痛等皮膚刺激。使用時請在美容儀的射頻部份或皮膚上塗抹足夠量的保濕凝霜。

※ 有關產品使用的詳細資訊，請參閱隨附的快速指南。


使用方法

1



開始護理前，請先清潔臉部。

2




請長按電源 (ON) 鍵約 2 秒以上，打開美容儀。

!

如果短按電源 (ON) 鍵，可能無法啟動或關閉產品。請長按電源 (ON) 鍵。
(開機時：請長按約 2 秒以上。關機時：請長按約 3 秒以上。)

3



請按 LEVEL (強度) 鍵，將強度設置為 (1-5 等級)。

※ 初次使用時，請從 1 等級強度開始。


• 如果皮膚隨著使用時間的增加而改善，或者皮膚對疼痛的順應性增加，那麼連續使用相同的能量時，您可能會感覺更少的刺激。如果感覺不到刺激，請增加 1~2 級使用。

4




請在美容儀的射頻部份或所需護理導向部位塗抹足夠的保濕凝霜。

5



請緊握產品，並讓手指接觸 SHOT (射頻) 鍵。




6



請用手指按 SHOT (射頻) 鍵使用。每按一次按鍵，即進行 1 次射頻。

• 護理時若感覺姿勢不舒服，請更換按按鍵的手指或緊握產品的手。

美容儀正確使用方法




- 1) 護理時，請稍稍用力，讓美容儀的射頻部份與皮膚緊密貼合。
- 2) 請勿連續射頻相同的部位。
- 3) 使用產品時，請讓射頻部份保持正確的角度。
- 4) 頸部等皮膚較薄的部位，請調節為 1 等級後使用。

應避免護理的部位



- 請勿用於眉間（雙眉之間）、眼周、唇周（距嘴角 1 cm）、顴骨線及懸雍垂線。
- 根據皮膚特性調整強度，不要對同一區域重複或連續使用。
- 使用裝置時根據使用者指南區域的大小調整射頻次數。
- 對於護理應避免的部位時產生的副作用，製造商不承擔任何責任。
- 如下所示，每次依次射頻 15 點。



使用注意事項

護理前

- 臉部位有皮膚病或經常患皮膚炎的使用者，使用前應諮詢專科醫生。
- 該產品僅可用於用於臉部和頸部，因此不建議用於身體其他部位。
- 請勿用於肉毒素、填充物或自體脂肪移植部位、線雕提拉手術部位。
- 若接觸皮膚的產品頭部份出現裂痕或破損，請停止使用並聯絡客戶服務中心。

護理時

- 請先在美容儀的射頻部份或導向部份塗抹足夠量的保濕凝霜後再使用產品。
- 使用時請與皮膚緊密貼合。
- 將產品接觸皮膚時，請勿過度用力按壓。若過度用力按壓，會在比皮膚層更深的部位形成能量凝固點，疼痛會更加嚴重，並可能導致其他問題，因此，請使用適當的力度貼合皮膚使用。
- 請勿在未正確接觸皮膚的狀態下，或未接觸的狀態下向虛空射頻。
- 請勿用於眉間（雙眉之間）、眼周、唇周（距嘴角 1 cm）、顴骨線及懸雍垂線。
- 根據皮膚特性調整強度，不要對同一區域重複或連續使用。
- 初次使用時，請從 LEVEL (強度) 等級 1 開始，逐漸增加強度。
- 若使用頻率高於建議使用週期，可能給皮膚造成刺激。（每週一次，共 300 次射頻）

護理後

- 使用本產品時，根據個人皮膚狀態，可能出現皮膚泛紅或刺痛等皮膚刺激。若此類刺激持續存在，請立即停止使用，在諮詢皮膚科醫生後再使用。
- 使用儀器當天，請避免桑拿、汗蒸房等可能對皮膚造成過度刺激的環境。
- 使用儀器後最少 2-3 天，請勿使用磨砂膏、去角質產品等。

安全注意事項


有關電源線的注意事項

- 電源插頭是斷電裝置，萬一發生緊急情況，電源插頭必須隨時可用。
- 注意：DC 適配器必須另外購買，並且必須使用認證的 DC 適配器（5 V，2.0 A 或更高）。如果使用未經認證的充電器，存在故障和充電時間變化的風險。如果充電不成功，建議嘗試使用另一個認證的 DC 適配器再次嘗試。
- 給產品充電時，請注意不要讓充電部分沾上水分或化妝品等異物。否則可能會導致產品損壞或引起火災。

! 安全及注意事項請參考另外的說明書。

左臉頰（80 次射頻）→ 右臉頰（80 次射頻）


左臉頰前側 - 中間 - 後側（40 次射頻）/ 上方 - 中間 - 下方（40 次射頻）→ 右臉頰前側 - 中間 - 後側（40 次射頻）/ 上方 - 中間 - 下方（40 次射頻）



- (通用) 請按各箭頭方向慢慢移動，每次進行 1 次射頻。請務必在 1 次射頻全部結束後移動，繼續下一次射頻，並重複以上動作。請按箭頭標出的數字護理。
- 1 次射頻後，請將產品稍稍向上移動，按照臉頰輪廓逐次射頻。
- 為確保舒適性，請在護理時保持手臂的角度在 45° 左右。

額頭（40 次射頻）


左下方 - 上方（20 次射頻）→ 右下方 - 上方（20 次射頻）



- 1 次射頻後，請按箭頭方向慢慢移動產品，按照額頭的曲度逐次射頻。
- 如圖所示垂直放置產品，然後將其向外移動到臉上進行護理。
- 護理時，請保持手臂的角度與面部垂直，慢慢左右移動產品進行護理。

太陽穴（20 次射頻）


左前側 - 下方（10 次射頻）→ 右前側 - 下方（10 次射頻）



- 1 次射頻後，請按箭頭方向慢慢移動產品，按照太陽穴的輪廓逐次射頻。
- 請充份抬高緊握產品的手臂，以緊密貼合皮膚進行護理。若角度不舒服，請左右更改手腕方向進行護理。
- 請充份抬高手臂進行護理。
- 由於該部位較小，需要使用者細緻地使用。

雙下巴（40 次射頻）


左後側 - 內（10 次射頻）→ 中間（20 次射頻）→ 右後側 - 內（10 次射頻）



- 1 次射頻後，請按箭頭方向慢慢移動產品，如向前側拉起般逐次射頻。
- 護理時，請側傾頭部，讓射頻部份緊密貼合皮膚，避免射頻部份朝向空中。
- 由於該部位較小，需要使用者細緻地使用。
- 護理時若感覺姿勢不舒服，請更換按按鍵的手指或緊握產品的手。

頸部（40 次射頻）

左後側 - 內（20 次射頻）→ 右後側 - 內（20 次射頻）



- 1 次射頻後，請按箭頭方向慢慢移動產品，如向上方拉起般逐次射頻。
- 由於該部位較小，需要使用者細緻地使用。
- 護理時若感覺姿勢不舒服，請更換按按鍵的手指或緊握產品的手。



ENGLISH


Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Caring your Facial Skin


It is recommended to use the product once a week, 300 shots each time.
① Left cheek (80 shots) → ② Right cheek (80 shots) → ③ Left forehead (20 shots) → ④ Right forehead (20 shots) → ⑤ Left temple (10 shots) → ⑥ Right temple (10 shots) → ⑦ Left double chin (10 shots) → ⑧ Center double chin (20 shots) → ⑨ Right double chin (10 shots) → ⑩ Left neck (20 shots) → ⑪ Right neck (20 shots) → End the guide.
※ It is okay to apply shots only to the areas you want, but make sure that you give at least a week of rest to the areas applied with shots.
※ While using the product, the film area of the irradiation part may swell up. As a temporary phenomenon due to the characteristic of product use, it returns to the original state when placed at a room temperature, so use with confidence.

Make sure that you use the product after applying a moisture gel.
If you don't apply a sufficient amount of moisture gel or the gel dries out, shots may not be fired properly or there can be skin irritations such as tingling. Make sure that you apply a sufficient amount of moisture gel to the applicator and the facial skin when you use the product.
※ For detailed information on product use, refer to the Quick Guide provided together.

How to Use




Wash your face thoroughly before starting the care.



Press and hold the Power button for 2 seconds or longer to turn on the product.

If you press the Power button briefly, the product may not turn on or off. Press and hold the Power button. (When turning on: Press and hold for 2 seconds or longer. When turning off: Press and hold for 3 seconds or longer.)




Press the LEVEL button (intensity) button to select intensity (level 1-5).


- ※ When using for the first time, make sure to start from the intensity level 1.
- If skin improves as use time increases, or skin compliance for the pain increases, you may feel less irritation when using in the same energy continuously. If you do not feel irritation, use it by increasing 1-2 level(s).



Apply moisture gel thoroughly in the irradiation part on the device or desired guide areas.




Wrap the product so that the finger touches the SHOT button.



Press the SHOT button with the finger for use. Each time you press the button, 1 shot is irradiated.

- In case of uncomfortable posture during the care, switch the finger pressing the button or hand holding the product to perform the care.

How to Use the Device Correctly




- During the care, apply force to the device and adhere the irradiation part to skin properly for use.
- Do not irradiate to the part same as the one irradiated previously.
- Place the irradiation part in a proper angle to use the product.
- For parts with thin skin, such as neck, use in level 1.

Parts where Care Must Be Avoided



- Care must be avoided between the eyebrows, around the eyes, around the mouth (1cm from the oral angle), jawbone line, and uvula line.
- Adjust the intensity according to the skin properties and do not fire shots to the same area repeatedly or continuously.
- Adjust the number of shots according to the size of a user's guide area when using the device.
- The manufacturer is not responsible for any side effect occurred by providing care to the part that must be avoided.
- 15 dots are irradiated per shot sequentially as below.



Precautions for Use

Before performing care

- Those who have a facial skin disease or frequently suffer from facial dermatitis should consult a dermatologist before use.
- As a product used on the face and neck, it is not recommended to use on other parts of the body.
- Do not use the product over the areas injected with Botox, fillers or autologous fat or the areas treated with thread lift.
- If crack or damage occurs on the head part that touches the skin, stop using the product and receive service at the service center.

During care

- Apply moisture gel on the device's irradiation part or guide part thoroughly before use.
- When using the product, put the applicator against the skin tightly.
- Do not apply excessive force when contacting the product to skin. When pushing with excessive force, a point of energy coagulation is created in an area deeper than the skin layer, which may cause more severe pain or other troubles. Therefore, adhere to the skin with appropriate force when using the product.
- Do not irradiate in the air without appropriate skin contact.
- Avoid care between the eyebrows, around the eyes, around the mouth (1cm from the oral angle), jawbone line, and uvula line.
- Adjust the intensity according to the skin properties and do not fire shots to the same area repeatedly or continuously.
- When you use the product for the first time, start with LEVEL (intensity) 1. Increase the level as the number of uses increases.
- Using the product more frequently than the recommended use frequency may cause skin irritation. (Once a week, total 300 shots in the guide parts)

After care


- When this product is used, there may be skin irritation such as blushing or tingling depending on the user's skin condition. If such irritation persists, stop using it immediately and consult a dermatologist before using it again.
- Avoid places where skin may be overstimulated, such as sauna or spa, on the day of treatment.
- Avoid using scrub or peeling agent for about 2-3 days after the treatment.

Safety cautions

- CAUTION concerning the Power Cord**
The Power Plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the Power Plug must remain readily accessible.
- CAUTION:** The DC Adapter must be purchased separately, and a certified DC adapter (5 V, 2.0 A or higher) must be used. If you use an uncertified charger, there is a risk of breakdown and change in charging time. If charging is unsuccessful, it is recommended to try again with an alternative certified DC adapter.
- When charging the product, be cautious not to get the charging part to be stained with foreign substances such as moisture or cosmetics. Otherwise, it may cause damage to the product or a fire.
- For safety precautions, refer to the manual provided separately.

Left cheek (80 shots) → Right cheek (80 shots)


Left cheek Front - Middle - Back (40 shots) / Top - Middle - Bottom (40 shots) → Right cheek Front - Middle - Back (40 shots) / Top - Middle - Bottom (40 shots)



- (Common) Move towards each arrow gradually and shoot 1 shot each time. Make sure to repeat shooting the next 1 shot after shooting 1 shot is completely finished each time. For each arrow, perform care as much as the indicated number.
- After irradiating 1 shot, move the product from bottom to top gradually and shoot 1 shot each time along with the facial contour.
- During the care, maintain the arm angle at about 45 degrees for comfortable use.

Forehead (40 shots)


Left bottom - Top (20 shots) → Right bottom - Top (20 shots)



- After irradiating 1 shot, move the product towards each arrow direction and shoot 1 shot each time along with the forehead curve.
- Place the product vertically as shown in the image, and perform care by moving it outward on your face.
- During the care, maintain the arm angle perpendicular to the face and move the product left and right gradually.

Temple (20 shots)


Left front - Bottom (10 shots) → Right front - Bottom (10 shots)



- After irradiating 1 shot, move the product towards each arrow direction and shoot 1 shot each time along with the temple contour.
- Raise the angle of the arm holding the product and adhere the product to the skin to perform care. If the angle is uncomfortable, change a wrist direction left and right to perform care.
- Raise your arm sufficiently to perform care.
- Since it is a narrow part, the product must be used delicately.

Double Chin (40 shots)


Left back - Inside (10 shots) → Middle (20 shots) → Right back - Inside (10 shots)



- After irradiating 1 shot, move the product towards each arrow direction and shoot 1 shot each time as if pulling it forward.
- During the care, make sure that the irradiation part does not face towards sky by tilting your face to adhere it to the skin.
- Since it is a narrow part, the product must be used delicately.
- In case of uncomfortable posture during the care, switch the finger pressing the button or hand holding the product to perform the care.

Neck (40 shots)

Left back - Inside (20 shots) → Right back - Inside (20 shots)



- After irradiating 1 shot, move the product towards each arrow direction and shoot 1 shot each time as if pulling it upward.
- Since it is a narrow part, the product must be used delicately.
- In case of uncomfortable posture during the care, switch the finger pressing the button or hand holding the product to perform the care.